



JBL GH Test

Экспресс-тест для определения общей жёсткости

Suitable for:



- Простой и безопасный контроль параметров воды в аквариуме. Определение оптимальной общей жёсткости для пресноводных аквариумов и прудов
- Тест с изменением цвета: заполните пластиковую кювету водой, вносите реагент по каплям, пока цвет из красного не станет зелёным. Количество капель = общая жёсткость
- Длительность применения: при запуске аквариума 1 раз в неделю
- Онлайн-лаборатория: регулярный контроль для здорового аквариума/пруда с природными условиями. Для каждого параметра воды предусмотрен экспресс-тест или тест с изменением цвета пробы. Проверяйте воду в аквариуме для поддержания здоровья и чистоты
- В комплекте: 1 экспресс-тест GH Test, реагенты и пластиковая кювета. Запасные реагенты продаются отдельно

You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/25350>



JBL Test Combi Set Plus Fe

Чемоданчик с важными тестами для воды + тест Fe



JBL Testlab

Чемоданчик с 13 тестами для пресной воды Testlab



JBL Testlab Marin

Чемоданчик с профессиональными тестами морской воды



JBL EasyTest 6in1

Тест-полоски для быстрого анализа аквариумной воды



JBL GH Test

 Accessories



**JBL набор
комплектующих для
тестеров воды**



JBL GH Tect

 Spare parts



**JBL Test Colour Charts
assorted**

Цветные шкалы для тестов
воды JBL



**JBL Testlab empty +
inserts**



JBL GH Тест



Product information

Здоровый аквариум или пруд с природными условиями

Правильный химический состав воды в аквариуме или пруду зависит от популяции рыб и растений. Даже если вода выглядит прозрачной, она может быть заражена. При плохих параметрах в аквариуме возникают болезни или водоросли. Для здорового аквариума или пруда с природными условиями важно регулярно проверять и корректировать параметры воды.

Для каждого параметра воды компания JBL предлагает экспресс-тесты или тесты с изменением цвета реагента. Они определяют конкретное значение или несколько значений одновременно. С помощью этих тестов можно определить причины проблем с водорослями и содержание нитратов, нитритов, калия, магния и т.д.

Зачем тестировать?

В зависимости от происхождения и природы грунта вода может содержать большое количество солей. Как правило, это соли кальция и магния. Сумма ионов кальция и магния - общая жёсткость. Большинство рыб и растений хорошо себя чувствуют при общей жёсткости в диапазоне 8-20°dH. Тем не менее, следует стремиться снизить высокое значение общей жёсткости при помощи соответствующих мер.

Онлайн-лаборатория JBL

Регулярно проверяйте качество воды в аквариуме/пруду. Вы можете проверить параметры воды в онлайн-лаборатории JBL и получить основательный анализ за секунды.

Рекомендуемые значения общей жёсткости: Пресноводный аквариум (общий): 8-25°dH

Аквариум с рыбами из озёр Малави и Танганьика: 5-20°dH

Растительный аквариум с небольшим количеством рыб (акваскейп): 3-10°dH

Морской аквариум: не поддаётся измерению тестом GH, так как значение слишком высокое.

Проводите измерение содержания кальция и магния отдельно

Пруд: 6-20°dH

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✗
GarantiePlus	✗
Инструкции	✓
QR code	



JBL GH Test



Product details

Article data		
Product name	JBL GH тест-набор	JBL GH реактив
Art. No.	2535000	2535100
EAN number	4014162253507	4014162253514
EAN as barcode		
Кол-во	-	-
-	-	-
Expiry months	24	24
RRP incl. VAT	-	-
Base price	-	-
Nominal filling quantity	-	-
Base quantity	1	1
Gross weight	36 g	27 g
Net weight	24 g	10 g
Weight change	1000	1000

Disposal		
Product name	JBL GH тест-набор	JBL GH реактив
Art. No.	2535000	2535100
Green dot	✓	✓
Group electronic waste	-	-
Disposal weight	-	-
Тип аккумулятора	-	-
Прием батареек	-	-
Battery rechargeable	-	-
Вес утилизируемого аккумулятора	-	-
Non-returnable glass	-	-
PPK	14 g	7 g
Plastic small	6 g	-
Plastic large	-	-
Вес утилизируемых металлов	0 g	0 g

Характеристики		
Product name	JBL GH тест-набор	JBL GH реактив
Art. No.	2535000	2535100



Характеристики		
Вид животного	Аксолотль, Аравановые, Барбусы, Болотные черепахи, Водные черепахи, Вуалехвосты, Вьюны, Гуппи, Даниоподобные, Дискусы, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Килли, Лабиринтовые рыбки, Многоперовые, каламоихты, Моллюски, Молодняк, Петушки, Радужницы, Ракообразные, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Тропические болотные черепахи, Улитки, Фловер хорн, Хоботнорылые, Цихлиды (Южная Америка), Эпиплатисы	Аксолотль, Аравановые, Барбусы, Болотные черепахи, Водные черепахи, Вуалехвосты, Вьюны, Гуппи, Даниоподобные, Дискусы, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Килли, Лабиринтовые рыбки, Многоперовые, каламоихты, Моллюски, Молодняк, Петушки, Радужницы, Ракообразные, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Тропические болотные черепахи, Улитки, Фловер хорн, Хоботнорылые, Цихлиды (Южная Америка), Эпиплатисы
Размер животного	Для животных любого размера	Для животных любого размера
Возрастная группа животного	Любые аквариумные рыбы	Любые аквариумные рыбы
Объем жизненного пространства	Для всех аквариумов	Для всех аквариумов
Материал	Гидроксид аммония, этилендиаминтетрауксусная кислота (свободная кислота), эриохром чёрный Т, очищенная вода, этанол	Гидроксид аммония, этилендиаминтетрауксусная кислота (свободная кислота), эриохром чёрный Т, очищенная вода, этанол
Вид корма	-	-
Цвет	красный	красный
Дозировка	Возьмите 5 мл воды, внесите реагент по каплям, считая капли и перемешивая после каждой капли, пока цвет не изменится с красного до зелёного	Возьмите 5 мл воды, внесите реагент по каплям, считая капли и перемешивая после каждой капли, пока цвет не изменится с красного до зелёного
Transport conditions	-	-



JBL GH Тест

Электронная этикетка / осветительное средство		
Product name	JBL GH тест-набор	JBL GH реактив
Art. No.	2535000	2535100
Ambient temperature	-	-
Момент включения	-	-
Ртуть	-	-
Tube length	-	-
Срок службы	-	-
Люмен	-	-
Индекс цветопередачи	-	-
Диммируемый	-	-
Циклы вкл./выкл.	-	-
Значение ФАР	-	-
Класс энергоэффективности	-	-
УФ-А	-	-
УФ-Б	-	-
УФ-С	-	-
Colour temperature	-	-
Цоколь	-	-

Technical data		
Product name	JBL GH тест-набор	JBL GH реактив
Art. No.	2535000	2535100
Range in litres	-	-
Range from - to	-	-
Range in days	-	-
Range tank length	-	-
Output in watts	-	-
Output per hour	-	-
Output per day	-	-
Height	-	-
Length	-	-
Width	-	-
Diameter	-	-
Voltage	-	-
For	-	-
T8 26mm (watt)	-	-
T5 16mm (watt)	-	-
Size	-	-
Content for	-	-
Filter container volume	-	-
Volume filter media	-	-
Hose connections pressure/out	-	-
Hose connections suction/in	-	-
Delivery head	-	-



JBL GH Тест

Вид корма	-
Sub product type	-
Дозировка	Возьмите 5 мл воды, внесите реагент по каплям, считая капли и перемешивая после каждой капли, пока цвет не изменится с красного до зелёного





JBL GH Тест



Safety information

- Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Danger
Значок опасности	
Уведомление об опасности	H226: Flammable liquid and vapour. H314: Causes severe skin burns and eye damage.
Инструкция по безопасности	P102: Keep out of reach of children. P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P261: Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER/doctor.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	



Additional information for the specialist trade sector

Article data		
Product name	JBL GH тест-набор	JBL GH реактив
Art. No.	2535000	2535100
VAT	19%	19%
Sales unit (SU)	6	1
Volume packaging	0.3l	0.45l
Dimensions (l/w/h)	35 mm/70 mm/125 mm	30 mm/107 mm/140 mm
Layer	960	0
Pallet	2880	0
Category of products	1	1
Customs tariff	38220000	38220000
Country of origin	DE	DE
Type of packaging	Складная картонная коробка	Картон/Блистер

PU 1 data		
Product name	JBL GH тест-набор	JBL GH реактив
Art. No.	2535000	2535100
PU 1 material	Фольга г	Картон г
PU 1 weight	4.3 g	660 g
PU 1 length	215 mm	580 mm
PU 1 width/depth	35 mm	390 mm
PU 1 height	185 mm	310 mm

PU 2 data		
Product name	JBL GH тест-набор	JBL GH реактив
Art. No.	2535000	2535100
PU 2 material	Картон г	Нет
PU 2 weight	500 g	-
PU 2 length	572 mm	-
PU 2 width/depth	377 mm	-
PU 2 height	410 mm	-

Trade data		
Product name	JBL GH тест-набор	JBL GH реактив
Art. No.	2535000	2535100
Till receipt text	GH Test	GH Test Reagens
Shelf placement	-	-