



JBL PROFLORA m2000 SILVER

Garrafa de reserva reutilizável com 2 kg de CO₂

Suitable for: 



- Abastecimento de CO₂ ideal para plantas de aquário de crescimento rápido e lento
- Cómodo e eficiente: garrafa reutilizável recarregável de 2 kg (rosca W 21,8 x 1/14)
- Adequado para todos os sistemas de CO₂. Remoção com o instrumento JBL m001 ou outro redutor de pressão com rosca de conexão W21,8 x1/14
- Testado pelo TÜV [órgão oficial alemão de inspeção técnica], garrafa de pressão com dispositivo de descompressão. Auto-fixador: a garrafa não tomba, dispensa de pé de apoio
- Incluído: garrafa reutilizável com enchimento de 2 kg de CO₂, medidas: 46 x 11,5 cm.



JBL PROFLORA m2000 SILVER



Accessories



**JBL PROFLORA Base p/
garrafa de reserva CO2
500 g**

Pé para garrafas de sistemas
de fertilização de CO2



JBL PROFLORA m001
Instrumento para reduzir a
pressão




JBL PROFLORA m2000 SILVER



Spare parts

m001 + v002
64471 00



**JBL ProFlora m001+
v002**



JBL PROFLORA m2000 SILVER



Product information

Garrafa descartável de CO2 ou garrafa reutilizável de CO2? Existem 2 tipos de garrafa diferentes: Garrafas descartáveis, que são eliminadas e recicladas depois de vazias, e garrafas reutilizáveis, que podem ser enchidas de novo repetidamente. O reenchimento pode ser efetuado em várias lojas de animais especializadas e empresas de gás. Se morar, por exemplo, numa região em que o reenchimento é problemático, a garrafa descartável é uma alternativa. Se as circunstâncias para o reenchimento se alterarem, pode, a qualquer momento, converter o redutor de pressão descartável num redutor de pressão reutilizável em 2 minutos enroscando o adaptador (JBL PROFLORA ADAPT u-m). Os aquaríófilos que moram, por exemplo, em ilhas podem, por vezes, não conseguir transportar garrafas reutilizáveis cheias no barco ou no avião. Nesse caso, as garrafas descartáveis são, por vezes, permitidas!

O tamanho da garrafa depende muitas vezes do móvel no qual a garrafa de reserva de CO2 deve ficar: uma garrafa descartável de 500 g só tem 31 cm de altura (mais o redutor de pressão = 37 cm), uma garrafa reutilizável de 500 g com pé de apoio já tem 43 cm e uma garrafa de 2000 g tem 45,5 cm de altura. Em princípio, é claro que uma garrafa maior é mais vantajosa, porque simplesmente não tem de ser trocada ou enchida de novo tantas vezes.

Vistoria pelo TÜV das garrafas de CO2:

Todas as garrafas reutilizáveis de CO2 têm de ser verificadas regularmente pelo TÜV (pelo menos na Alemanha), nomeadamente a cada 10 anos. Encontra sempre na garrafa, embora, por vezes, pouco legível, a data da última vistoria pelo TÜV e, por vezes, também o ano da próxima.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	x
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	x
Instruções	x
QR code	



JBL PROFLORA m2000 SILVER

Tipo de alimentação	-
Sub product type	-
Dosagem	-



JBL PROFLORA m2000 SILVER



Safety information

- Informações de segurança de acordo com o GHS	
Palavra sinalizadora	Warning
Símbolo de perigo	
Aviso de perigo	H280: Contains gas under pressure; may explode if heated.
Aviso de segurança	P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P410+P403: Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	