



# JBL Tampon çözelti pH 4,0

pH elektrotları için pH 4,0 kalibrasyon sıvısı

Suitable for:



- pH elektrotlarının akvaryumlarda profesyonelce kullanımı: Elektrotların pH 7,0 ile kalibrasyonu için sıvı
- Basit uygulama: Tampon çözeltiyi küvete doldurun. Elektrodu sudan çıkarın. Kuru elektrodun daldırılması ve yıkanması talimata göre yapılmalıdır
- pH değeri ölçüm hatalarına yer yok: elektrot kalibrasyonuna bağlı olarak kesin ölçüm
- Güvenli muhafaza: Kapağı vidalı küçük şişe. Birden fazla uygulama
- Teslimat kapsamı: pH elektrotları için 50 ml kalibrasyon sıvısı, tampon çözelti pH 7,0



# JBL Tampon çözelti pH 4,0



## Product information

En uygun pH değeri ile sağlıklı balıklar pH değeri suyun asiditesini belirler. Bu değer balıkların ve bitkilerin sağlığını korumak için sürekli kontrol edilmeli ve koşullara uygun hale getirilmelidir. Doğru pH değeri akvaryumdaki balık popülasyonuna bağlıdır, yanlış bir pH değeri strese ve hastalıklara yol açabilir.

Kolay bağlantı

pH elektrodu BNC bağlantısı aracılığıyla ilgili ölçüm veya kontrol cihazına bağlanır.

Güvenli Elektrot kendine mahsus bir test raporu ile test edilmiş olup yaklaşık 2 yıl sonra değiştirilmesi gerekmektedir. Saklama çözeltisi ile dolu büyük bir koruyucu kapağı vardır.

| Further information   |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FAQ                   | ✓                                                                                   |
| Blog                  | ✓                                                                                   |
| Press                 | ×                                                                                   |
| Laboratory/calculator | ×                                                                                   |
| Worth reading         | ✓                                                                                   |
| Spare parts           | ×                                                                                   |
| Video                 | ×                                                                                   |
| GarantiePlus          | ×                                                                                   |
| Talimatlar            | ×                                                                                   |
| QR code               |  |



# JBL Tampon çözelti pH 4,0

|                  |   |
|------------------|---|
| Food type        | - |
| Sub product type | - |
| Dosing           | - |





# JBL Tampon çözelti pH 4,0



## Safety information

| Further safety information |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Safety instructions        | ✓                                                                                  |
| QR code                    |  |