



JBL CristalProfi m gl FilterPad

CristalProfi m iç filtresi için yedek sünger

Suitable for:   



- Temiz, sağlıklı su: JBL CristalProfi m iç filtresi için yedek sünger
- Basit uygulama: Sünger iç filtreye dışarıdan takılır, çoğu kez yıkanabilir
- Güvenlik: Küçük gözenekli - Küçük balıklar ve karidesler emilmez
- Süngerin gözenek genişliği 35 ppi'dir.
- Teslimat kapsamı: CristalProfi m iç filtre için yedek sünger, CristalProfi m greenline FilterPad



You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/60967>



JBL CristalProfi m Modül

CristalProfi m'yi büyütmek için
filtre modülü





JBL CristalProfi m gl FilterPad



Product information

Güvenlik:

Süngerin ince gözenekleri, küçük balıkları ve karidesleri filtreye çekilmekten korur.

Kolay montaj:

Yedek sünger JBL CristalProfi m iç filtreye bastırılarak takılır.

Sünger kalitesi:


Birçok plastik suya sorunlu plastikleştiriciler saldıđı için, akvaryumculukta canlı hayvanların yaşadığı ortamlarda kullanılan süngerler her durumda bir zararlı madde testine tabi tutulmalıdır. JBL'de kullanılan tüm plastikler bu testi geçmiştir ve suya zararlı madde SALMAZLAR.

Plastiklerin temizlenmesi:

Kirli filtre süngerlerini ılık, akan su altında yıkamak ve ardından tekrar kullanmadan önce filtre bakterileri (JBL FilterStart) ile aşılacak aylarca yeterli olacaktır. Bununla birlikte, mekanik temizlik HİÇBİR ZAMAN tam bir temizlik sağlamadığından ve filtre süngerinde kir kalacağından, filtre süngerlerinin yaklaşık 6 ayda bir değiştirilmesi önerilir. Yeni temizlenmiş bir filtre süngerini bir bardak temiz suyun içine koyar ve bir gece bekletirseniz, ertesi sabah sözde temiz süngerin içinde daha ne kadar kir olduğunu koklayarak anlayabilirsiniz!

Filtre materyalinin temizlik bakterileri ile aşılması:

Temizlik bakterilerinin filtre materyaline ilk yerleşimi (kolonizasyon) için gereken süre tatlı suda yaklaşık 1-2 hafta, deniz suyu ise bunun iki katıdır. Daha önce kullanılmış bir filtre materyali söz konusuysa, "yeniden yerleşme" süresi iki katına çıkar, çünkü yüzey ölü bakterilerle kaplı olduğundan yeniden yerleşme bu kadar kolay gerçekleşmez. JBL FilterStart'ta olduğu gibi, konsantre temizlik bakterilerinin eklenmesi biyolojik başlatma süresini yaklaşık 24 saate kadar kısaltır. Diğer bir neden ise filtre materyalinin sunduđu yerleşim alanını faydalı bakterilerle işgal ederek patojen mikroplara yayılacak yer bırakmamaktır. Bu artık bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	×
Worth reading	✓
Spare parts	×
Video	✓
GarantiePlus	×
Talimatlar	✓
QR code	



JBL CristalProfi m gl FilterPad



Product details

Article data	
Product name	JBL CristalProfi m gl FilterPad
Art. No.	6096700
EAN number	4014162609670
EAN as barcode	
İçerik	2 Adet
-	-
Expiry months	-
RRP incl. VAT	8,97 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	38 g
Net weight	10 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL CristalProfi m gl FilterPad
Art. No.	6096700
Green dot	✓
Group electronic waste	-
Disposal weight	-
Battery type	-
Pil dönüşü	-
Battery rechargeable	-
Disposal weight battery	-
Non-returnable glass	-
PPK	42 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g

Features	
Product name	JBL CristalProfi m gl FilterPad
Art. No.	6096700



Features	
Animal species	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklik kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Cüce kerevitler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Guramiler, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Komando çöpçü balıkları, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Papağan çıkıtlar, Pençeli Afrika kurbağaları, Salyangozlar, Semenderler, Solungaç kurtçuğu, Su kaplumbağaları, Tatlısu karidesleri, Tetra, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Yengeçler, Çıkıtlar (Güney Amerika), Çopra balıkları, İplik yüzgeçli guramiler
Animal size	1 - 5 cm
Animal age group	Küçük boy akvaryum balıkları
Volume of habitat	20 - 80 (20 - 100 cm)
Material	Polieter
Food type	-
Colour	siyah
Dosage	-
Transport conditions	-



JBL CristalProfi m gl FilterPad

Electronic label / illuminant	
Product name	JBL CristalProfi m gl FilterPad
Art. No.	6096700
Ambient temperature	-
Start time	-
Mercury	-
Tube length	-
Service life	-
Lumen	-
CRI value	-
Dimmable	-
Switching cycles	-
PAR value	-
Energy efficiency class	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Colour temperature	-
Base designation	-

Technical data	
Product name	JBL CristalProfi m gl FilterPad
Art. No.	6096700
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	-
Length	-
Width	-
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-



JBL CristalProfi m gl FilterPad

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	-





Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL CristalProfi m gl FilterPad
Art. No.	6096700
VAT	19%
Sales unit (SU)	3
Volume packaging	0.48l
Dimensions (l/w/h)	35 mm/100 mm/137 mm
Layer	270
Pallet	540
Category of products	3
Customs tariff	84219990
Country of origin	CN
Type of packaging	Karton/Kutu

PU 1 data	
Product name	JBL CristalProfi m gl FilterPad
Art. No.	6096700
PU 1 material	Film gr
PU 1 weight	2 g
PU 1 length	150 mm
PU 1 width/depth	135 mm
PU 1 height	140 mm

PU 2 data	
Product name	JBL CristalProfi m gl FilterPad
Art. No.	6096700
PU 2 material	Karton gr
PU 2 weight	1050 g
PU 2 length	730 mm
PU 2 width/depth	320 mm
PU 2 height	440 mm

Trade data	
Product name	JBL CristalProfi m gl FilterPad
Art. No.	6096700
Till receipt text	Profi m pedi
Shelf placement	-