



JBL CristalProfi m gl modulo FilterPad

Stuoia filtrante di ricambio per modulo CristalProfi m

Adatto per:   



- Acqua pulita e sana: filtro a spugna di scorta per il modulo di ampliamento del filtro interno JBL CristalProfi m
- Esattamente su misura
- Per modulo 13 x 9 cm
- Contiene due stuoie filtranti di riserva
- Contenuto: stuoie filtranti di ricambio per modulo JBL Cristal Profi m, CristalProfi m greenline modulo filterpad



Potrebbe interessarti anche questo

Qui trovi una completa visione d'insieme: <https://www.jbl.de/qr/60968>



JBL CristalProfi m greenline modulo

Modulo filtro per ampliare il CristalProfi m



JBL CristalProfi m gl modulo FilterPad



Informazioni sul prodotto

Qualità dell'espanso:

Il materiale espanso che viene impiegato nell'acquariofilia con animali vivi deve essere sottoposto in ogni caso alla prova di sostanze nocive, dato che la maggior parte delle materie plastiche cede problematici plastificanti all'acqua.

Tutte le materie plastiche utilizzate da JBL hanno superato tale prova e non cedono NESSUNA sostanza nociva all'acqua.

Pulizia degli oggetti di plastica

Per una durata di molti mesi è sufficiente risciacquare le spugne filtranti sporche con acqua corrente tiepida e poi, prima di riutilizzarle, inocularle con batteri filtranti (JBL FilterStart). Ma poiché una pulitura meccanica non porta MAI ad una pulizia in profondo e una parte dello sporco permarrà nella spugna filtrante, una sostituzione delle spugne è consigliabile all'incirca ogni 6 mesi. Chi per una volta lasciasse una spugna filtrante pulita durante la notte in un bicchiere con acqua fresca, all'indomani annuserà quanto sporco si trova ancora nella spugna apparentemente pulita!

Inoculare il materiale filtrante con batteri depuranti

Un primo insediamento di batteri depuranti nel materiale filtrante dura all'incirca 1-2 settimane in acqua dolce, in acqua marina ci vuole il doppio del tempo. Se il materiale filtrante era già in uso, si raddoppia il tempo di un "ri-insediamento", dato che la colonizzazione su uno strato di batteri morti non avviene così facilmente. L'aggiunta di batteri depuranti concentrati come nel JBL FilterStart accorcia l'avviamento biologico a circa 24 ore.

Un altro motivo per farlo è quello di occupare lo spazio di insediamento nel materiale filtrante con batteri utili, così che germi patogeni non trovino spazio per diffondersi. Nel frattempo ciò è stato comprovato scientificamente.

Ulteriori informazioni	
FAQ	✓
Blog	✓
Stampa	✓
Laboratorio/calcolatrice	✗
Lettura consigliata	✓
Pezzi di ricambio	✗
Video	✓
Garanzia Plus	✗
Istruzioni per l'uso	✓
Codice QR	





JBL CristalProfi m gl modulo FilterPad

Dettagli prodotto

Dati articolo	
Nome del prodotto	JBL CristalProfi m gl modulo FilterPad
N. articolo	6096800
Codice EAN	4014162609687
EAN come codice a barre	
Contenuto	2 Pezzi
-	-
Scadenza in mesi	-
Prezzo indicativo con IVA	7,48 €
Prezzo base	-
Quantità nominale del contenuto	-
Quantità base	1
Peso lordo	56.5 g
Peso netto	14 g
Conversione del peso	1000

Smaltimento	
Nome del prodotto	JBL CristalProfi m gl modulo FilterPad
N. articolo	6096800
Punto verde	✓
Gruppo rifiuti elettrici	-
Peso di smaltimento	-
Tipo di batteria	-
Ritiro batteria	-
Batteria ricaricabile	-
Peso di smaltimento della batteria	-
Vetro monouso	-
Imballaggio in carta/cartone	28 g
Plastica piccola	-
Plastica grande	-
Peso di smaltimento metallo	0 g

Caratteristiche	
Nome del prodotto	JBL CristalProfi m gl modulo FilterPad
N. articolo	6096800



Caratteristiche	
Specie animale	Arowana, Artemie, Axolotl, Barbi, Calamittidi del Calabar, Callittidi, Cambarellus, Caracidi, Ciclidi (America del Sud), Ciclidi pappagallo, Cobitidi, Coralli, Danioninae, Discus, Epiplatys, Ergasilus sieboldi, Flowerhorn, Gamberetti Stenopus, Gamberetti nani, Gobidi, Gourami, Granchi, Guppy, Killifish, Mastacembelidi, Pesci arcobaleno, Pesci combattenti, Pesci farfalla, Pesci labirintici, Pesci palla, Pesci rossi, Siluri, Tartarughe d'acqua, Tartarughe palustri, Tartarughe scivolatrici, Veiltail, Xenopi lisci, avannotti, conchiglie, crostacei, lumache, tritoni, vivipari
Dimensioni dell'animale	1 - 5 cm
Gruppo età animali	Piccoli pesci d'acquario
Volume dell'habitat	20 - 80 (20 - 100 cm)
Materiale	Plastica (ABS) / polietere
Tipo di mangime	-
Colore	nero
Dosaggio	-
Condizioni di trasporto	-



JBL CristalProfi m gl modulo FilterPad

Etichetta elettronica / lampadina	
Nome del prodotto	JBL CristalProfi m gl modulo FilterPad
N. articolo	6096800
Temperatura ambientale	-
Ora di partenza	-
Mercurio	-
Lunghezza del tubo	-
Durata di vita	-
Lumen	-
Valore IRC	-
A intensità regolabile	-
Cicli di commutazione	-
Valore PAR	-
Classe di efficienza energetica	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura di colore	-
Denominazione attacco	-

Dati tecnici	
Nome del prodotto	JBL CristalProfi m gl modulo FilterPad
N. articolo	6096800
Sufficiente per (in litri)	-
Sufficiente da - a	-
Sufficiente per (in giorni)	-
Sufficiente per (in lunghezza bacino)	-
Rendimento in watt	-
Rendimento/ora	-
Rendimento/giorno	-
Altezza	-
Lunghezza	-
Larghezza	-
Diametro	-
Tensione	-
Per	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Dimensioni	-
Contenuto per	-
Volume del contenitore filtro	-
Volume masse filtranti	-
Raccordi tubi flessibili, pressione/uscita	-



Dati tecnici	
Raccordi tubi flessibili, aspirazione/entrata	-
Prevalenza	-



JBL CristalProfi m gl modulo FilterPad

Tipo di mangime	-
Tipo di sottoprodotto	-
Dosaggio	-



Informazioni supplementari per il commercio specializzato

Dati articolo	
Nome del prodotto	JBL CristalProfi m gl modulo FilterPad
N. articolo	6096800
IVA	22%
Unità di vendita	3
Volume imballaggio	0.92l
Misure (L/P/A)	45 mm/150 mm/137 mm
Luogo	378
Bancale	756
Gruppo prodotti	3
Tariffa doganale	84219990
Paese d'origine	CN
Tipo d'imballaggio	Faltschachtel/Karton

Dati unità imballo 1	
Nome del prodotto	JBL CristalProfi m gl modulo FilterPad
N. articolo	6096800
Dati unità imballo 1 materiale	film gr
Dati unità imballo 1 peso	1 g
Dati unità imballo 1 lunghezza	100 mm
Dati unità imballo 1 larghezza/ profondità	135 mm
Dati unità imballo 1 altezza	140 mm

Dati unità imballo 2	
Nome del prodotto	JBL CristalProfi m gl modulo FilterPad
N. articolo	6096800
Dati unità imballo 2 materiale	cardboard gr
Dati unità imballo 2 peso	1050 g
Dati unità imballo 2 lunghezza	730 mm
Dati unità imballo 2 larghezza/ profondità	320 mm
Dati unità imballo 2 altezza	440 mm

Dati commerciali	
Nome del prodotto	JBL CristalProfi m gl modulo FilterPad
N. articolo	6096800
Testo scontrini vendite	Profi m pad modulo
Presentazione negli scaffali	-