




JBL PRONOVO PLECO WAFER M

NOVEDAD

Pastillas para loricáridos herbívoros de 1-20 cm

Adecuado para: 



- Alimento en obleas para loricáridos que se alimentan de plantas y algas como, p. ej., los ancistrus. Su contenido en madera cubre las necesidades de las especies de loricáridos que necesitan raspar madera
- Empleo: deje que caiga al fondo del acuario. Suministre tras apagar la iluminación en el caso de animales crepusculares y nocturnos.
- Materias primas naturales sin aditivos artificiales para una alimentación natural y unos peces de acuario sanos. Probado en las expediciones de investigación de JBL en las regiones tropicales
- Gran aceptación incluso en especies exigentes gracias a ingredientes de calidad como espinaca, espirulina o champiñones
- Suministro: bote reciclable precintado impermeable a la luz/aire con dosificador dentro de la tapadera (en 100, 250, 1000 ml)



JBL PRONOVO PLECO WAFER M




Información de producto

El grupo de los loricáridos presenta diferencias en cuanto a su alimentación: la mayoría de las especies es herbívora y se alimenta de plantas y algas. Entre ellas hay además muchas especies que se alimentan de madera. Pero también hay especies como, p. ej., el pleco cebra o el pleco cactus, que no comen plantas sino de microfauna, insectos e incluso de peces muertos. JBL PRONOVO TAB es ideal para estas especies. Para el resto de loricáridos se ha desarrollado JBL PRONOVO PLECO, que está disponible en dos tamaños. Por cierto, los expertos pueden distinguir lo que come un loricárido por sus dientes.

Algunas especies (muchos loricáridos) no salen si la luz todavía está encendida. Si se suministra alimento en pastillas, estas se desharán y es probable que los otros peces se las coman si les gustan las «pastillas vegetales». Por eso se aconseja suministrar JBL PRONOVO PLECO únicamente DESPUÉS de haber apagado la luz. Las obleas (láminas más finas que el alimento en pastillas) no se disuelven tan rápidamente y, cuando los loricáridos están más activos, siguen manteniendo la consistencia necesaria para que los loricáridos tengan que raspar (esto es importante para los dientes, ¡no es broma!).

¿Qué puede hacer si tiene peces de fondo distintos en un acuario?

Los peces también tienen sentido del gusto y rechazan el alimento que no les gusta. Además, entre los peces de fondo que solemos tener, no hay NINGUNA especie para la que el alimento vegetal o animal de la otra especie resulte perjudicial. Simplemente no les gusta y, si fuese ese su único alimento, podría provocarles problemas de salud. Por eso puede suministrar al mismo tiempo ambos tipos de pastillas (p. ej., JBL PRONOVO PLECO para loricáridos herbívoros y JBL PRONOVO TAB para loricáridos carnívoros u omnívoros). Es hasta beneficioso para los peces, ya que así reciben más variedad a la vez que cada grupo de peces obtiene el alimento adaptado a sus necesidades específicas.

| Más información | |
|--------------------------|---|
| Preguntas frecuentes | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Prensa | ✓ |
| Laboratorio/calculadoras | ✗ |
| Artículos de interés | ✓ |
| Piezas de repuesto | ✗ |
| Vídeo | ✓ |
| Garantía Plus | ✗ |
| Instrucciones | ✓ |
| Código QR |  |





JBL PRONOVO PLECO WAFER M



Detalles del producto

| Datos de artículo | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 100ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 250ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 1000ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 5,5l |
| N.º de art. | 3133118 | 3133318 | 3133518 | 3133600 |
| Código EAN | 4014162066046 | 4014162066190 | 4014162066077 | 4014162313362 |
| EAN como código de barras | | | | |
| Contenido | 100 ml | 250 ml | 1000 ml | 5,5 l |
| Peso | 53 g | 133 g | 530 g | 2900 g |
| Meses de expiración | 36 | 36 | 36 | 36 |
| PVP incl. IVA | 6,28 € | 11,83 € | 32,26 € | 101,56 € |
| Precio básico | 118,49 € | 88,95 € | 60,87 € | 35,02 € |
| Cantidad nominal | 53 g | 133 g | 530 g | 2900 g |
| Cantidad de base | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Peso bruto | 73,94 g | 168,9 g | 609,96 g | 3079 g |
| Peso neto | 53 g | 133 g | 530 g | 2900 g |
| Factor de conversión de peso | - | - | - | - |

| Eliminación | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 100ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 250ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 1000ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 5,5l |
| N.º de art. | 3133118 | 3133318 | 3133518 | 3133600 |
| Punto Verde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grupo chatarra electrónica | - | - | - | - |
| Peso de eliminación | - | - | - | - |
| Tipo de batería | - | - | - | - |
| Reciclaje de pilas y baterías | - | - | - | - |
| Batería recargable | - | - | - | - |
| Peso de eliminación batería | - | - | - | - |
| Bote desechable | - | - | - | - |
| Papel y cartón | - | - | - | - |
| Plástico pequeño | 20,94 g | 35,9 g | 79,96 g | - |
| Plástico grande | - | - | - | 179 g |
| Peso de eliminación metal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |

| Características | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 100ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 250ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 1000ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 5,5l |
| N.º de art. | 3133118 | 3133318 | 3133518 | 3133600 |
| Especie de animal | Siluros | Siluros | Siluros | Siluros |
| Tamaño del animal | 1 - 20 cm | 1 - 20 cm | 1 - 20 cm | 1 - 20 cm |
| Grupo de edad del animal | Todos los peces de acuario | Todos los peces de acuario | Todos los peces de acuario | Todos los peces de acuario |
| Volumen del hábitat | Para todo tipo de acuarios | Para todo tipo de acuarios | Para todo tipo de acuarios | Para todo tipo de acuarios |





| Características | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|
| Material | Encontrará información más detallada sobre los materiales empleados en «Detalles y composición» | Encontrará información más detallada sobre los materiales empleados en «Detalles y composición» | Encontrará información más detallada sobre los materiales empleados en «Detalles y composición» | Encontrará información más detallada sobre los materiales empleados en «Detalles y composición» |
| Tipo de alimento | Alimento en pastillas | Alimento en pastillas | Alimento en pastillas | Alimento en pastillas |
| Color | verde | verde | verde | verde |
| Dosificación | Dé de comer de una a dos veces al día tanta cantidad como se consuma en pocos minutos | Dé de comer de una a dos veces al día tanta cantidad como se consuma en pocos minutos | Dé de comer de una a dos veces al día tanta cantidad como se consuma en pocos minutos | Dé de comer de una a dos veces al día tanta cantidad como se consuma en pocos minutos |
| Condiciones de transporte | - | - | - | - |



JBL PRONOVO PLECO WAFER M

| Etiqueta electrónica/lámpara | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 100ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 250ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 1000ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 5,5l |
| N.º de art. | 3133118 | 3133318 | 3133518 | 3133600 |
| Temperatura ambiente | - | - | - | - |
| Hora de inicio | - | - | - | - |
| Mercurio | - | - | - | - |
| Longitud de tubo | - | - | - | - |
| Vida útil | - | - | - | - |
| Lumen | - | - | - | - |
| Valor CRI | - | - | - | - |
| Atenuable | - | - | - | - |
| Ciclos de encendido/apagado | - | - | - | - |
| Valor de PAR | - | - | - | - |
| Clase de eficiencia energética | - | - | - | - |
| UV-A | - | - | - | - |
| UV-B | - | - | - | - |
| UV-C | - | - | - | - |
| Temperatura de color | - | - | - | - |
| Denominación casquillo | - | - | - | - |

| Especificaciones | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 100ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 250ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 1000ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 5,5l |
| N.º de art. | 3133118 | 3133318 | 3133518 | 3133600 |
| Alcance en litros | - | - | - | - |
| Alcance de - hasta | - | - | - | - |
| Alcance en días | - | - | - | - |
| Alcance longitud urna | - | - | - | - |
| Potencia en vatios | - | - | - | - |
| Potencia por hora | - | - | - | - |
| Potencia por día | - | - | - | - |
| Altura | 106 mm | 146 mm | 198 mm | 191 mm |
| Longitud | 44 mm | 56 mm | 90 mm | 223 mm |
| Anchura | 44 mm | 56 mm | 90 mm | 223 mm |
| Diámetro | 44 mm | 56 mm | 90 mm | 223 mm |
| Voltaje | - | - | - | - |
| Para | - | - | - | - |
| T8 26mm (vatios) | - | - | - | - |
| T5 16mm (vatios) | - | - | - | - |
| Tamaño | - | - | - | - |
| Contenido para | - | - | - | - |
| Volumen del vaso del filtro | - | - | - | - |
| Volumen masas filtrantes | - | - | - | - |
| Empalmes de tubo Presión/Out | - | - | - | - |
| Empalmes de tubo Aspiración/In | - | - | - | - |





| Especificaciones | | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| Altura de bombeo | - | - | - | - |



JBL PRONOVO PLECO WAFER M

| | |
|---------------------|---|
| Tipo de alimento | Alimento en pastillas |
| Tipo de subproducto | Alimento completo para peces ornamentales |
| Dosificación | Dé de comer de una a dos veces al día tanta cantidad como se consume en pocos minutos |

Componentes analíticos



| | |
|---------------------|------|
| Proteína bruta | 29 % |
| Contenido en grasas | 7 % |
| Fibra bruta | 11 % |
| Ceniza bruta | 8 % |

Composición



| |
|----------------------|
| Gérmenes de trigo |
| Espinaca |
| Harina de soja |
| Fibra de madera |
| Harina de salmón |
| Harina de hierbas |
| Espirulina |
| Harina de camarones |
| Harina de trigo |
| Harina de arroz |
| Extracto de levadura |
| Pulpa de remolacha |

Aditivos

| |
|-------------------|
| Colorantes |
| JBL no los añade |

| |
|----------------------|
| Antioxidantes |
| 1b306(i) |



Información adicional para comercios especializados

| Datos de artículo | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 100ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 250ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 1000ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 5,5l |
| N.º de art. | 3133118 | 3133318 | 3133518 | 3133600 |
| IVA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Unidad de venta (UV) | 6 | 6 | 3 | 1 |
| Volumen embalaje | 0.161l | 0.36l | 1.26l | 7.46l |
| Medidas (l/al/an) | 44 mm/44 mm/106 mm | 56 mm/56 mm/146 mm | 90 mm/90 mm/198 mm | 223 mm/223 mm/191 mm |
| Capas | 672 | 648 | 192 | 18 |
| Paleta | 2688 | 1944 | 576 | 90 |
| Categoría de productos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arancel | 23099041 | 23099041 | 23099041 | 23099041 |
| País de origen | DE | DE | DE | DE |
| Tipo de embalaje | can | can | can | Eimer |

| Datos UE 1 | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 100ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 250ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 1000ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 5,5l |
| N.º de art. | 3133118 | 3133318 | 3133518 | 3133600 |
| Material UE 1 | film gr | film gr | film gr | No |
| Peso UE 1 | 2.75 g | 5.1 g | 9.39 g | - |
| Longitud UE 1 | 132 mm | 168 mm | 270 mm | - |
| Anchura/profundidad UE 1 | 88 mm | 112 mm | 90 mm | - |
| Altura UE 1 | 106 mm | 146 mm | 198 mm | - |

| Datos UE 2 | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 100ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 250ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 1000ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 5,5l |
| N.º de art. | 3133118 | 3133318 | 3133518 | 3133600 |
| Material UE 2 | cardboard gr | cardboard gr | cardboard gr | No |
| Peso UE 2 | 352 g | 426 g | 468 g | - |
| Longitud UE 2 | 284 mm | 244 mm | 284 mm | - |
| Anchura/profundidad UE 2 | 374 mm | 354 mm | 374 mm | - |
| Altura UE 2 | 223 mm | 448 mm | 408 mm | - |

| Datos del comercio | | | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 100ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 250ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 1000ml | JBL PRONOVO PLECO WAFER M 5,5l |
| N.º de art. | 3133118 | 3133318 | 3133518 | 3133600 |
| Texto caja | JBL PLECO WAFER | JBL PLECO WAFER | JBL PLECO WAFER | JBL PLECO WAFER |
| Ubicación estantería | - | - | - | - |

